

Attends®

Vaše ochrana při inkontinenci




PULL-ONS DISCREET

Attends Pull-Ons Discreet jsou měkké a diskrétní natahovací plenkové kalhotky připomínající spodní prádlo. Lze je snadno natáhnout a stáhnout a jsou určeny pro řešení lehké a střední inkontinence.




Dostupné úrovně absorpce:



Plně elastický pas
pro přiléhavost k tělu

Dvojitě jádro se sběrnou vrstvou poskytuje extra absorpční schopnost ve středu kalhotek, která pomáhá snižovat riziko úniku moče a udržuje pokožku v suchu.



Technologie ultrazukového lepení bez použití lepidla pro větší měkkost.

Měkké bílé bariéry proti protečení snižují riziko úniku moče

Indikátor vlhkosti určuje, kdy je třeba pomůcku vyměnit.



Citlivost pokožky na povrch pomůcek je dermatologicky testována a schválena Institutem proderm pro aplikovaný dermatologický výzkum



Quick-Dry
pro rychlou absorpci a pocit sucha



Přirozená ochrana proti zápachu





Aktivní zóna
kde je potřeba nejvíce absorpce



100% prodyšnost
pro pohodlí při nošení

Více informací naleznete na www.attends.cz

 Attends PULL-ONS DISCREET		Počet kusů v balení / balení v kartonu	GTIN (7332152) Katalogové číslo Balení / Kartón	Obvod pasu v cm	Obvod nohy v cm
Absorpce	Velikost				
3 	M	10 6 x 10	212585 212769	80-110	45-75
	L	10 6 x 10	212592 212776	100-140	55-85

Materiál absorpčního jádra

Systém dvojitého jádra s buničinou a superabsorbentem s absorpční vrstvou

Materiál spodní vrstvy

Propylenová netkaná vrstva kombinovaná s polypropylenovou fólií

Materiál horní vrstvy

Netkaná textilie

Bez latexu



Ve společnosti Attends nám záleží na lidech, naší komunitě a planetě



Náš závod ve Švédsku je certifikován jako uhlíkově neutrální.



Celulóza v těchto výrobcích pochází z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem a z kontrolovaných zdrojů.



Tímto označením jsou naše výrobky certifikovány jako zdravotně nezávadné.



Sáčky jsou minimálně z 30 % vyrobeny z recyklovaného materiálu.

Před použitím prostudujte přiložený návod k použití. Zdravotnický prostředek třídy I.

Více informací naleznete na www.attends.cz