


Attends® Slip Active



Attends - 10-ti stupňový systém savosti pro inkontinenci

Attends Slip Active jsou plenkové kalhotky určené pro zvládnutí těžké inkontinence moči a/nebo stolice.



- 1** Diskrétně bílá a voděodolná vnější strana spolehlivě zabraňuje úniku moči.
- 2** Indikátor vlhkosti zajišťuje správnou ošetrovatelskou péči a je vodítkem pro případnou výměnu.
- 3** Prodyšné textilie, např. křídélka, zajišťují pohodlí a pevně sedí kolem pasu a napomáhají ke zdraví pokožky.
- 4** Fixační systém ve dvou krocích, s možností opakované fixace. K prvotní fixaci použijte modrou fixační pásku a kalhotky podle potřeby zafixujte. Poté zafixujte široké pásky, které budou držet kalhotky ve správné poloze.
- 5** Elastické nohavičky lépe přiléhají a snižují riziko úniku moči.
- 6** Ochranné bariéry přilnou kolem končetin a tak snižují nebezpečí úniku moči.
- 7** Anatomicky tvarované jádro pro pohodlné nošení.
- 8** Superabsorpční jádro se savou vrstvou pro zvýšení ochrany proti úniku moči. Zajišťuje suchost pokožky a uzamyká pachy uvnitř jádra.
- 9** Velikost kalhotek a stupeň absorpce jsou vytištěny na zadní straně. To umožňuje jednoduchou identifikaci pomůcky při domácí/nemocniční péči.

Pro více informací navštivte www.attends.cz

Absorpce / Velikost

		Počet kusů v balení Počet balení v kartonu	EAN 7332152 Balení / Karton	Boky / Pas (cm)	Spodní vrstva	Materiál savého jádra	Materiál vrchní vrstvy	Prodyšnost	Elastické gumičky	Ochrana proti zápachu	Systém s opakovanou možností fixace	„Odour Protection“ ochrana proti zápachu	Technologie Quick-Dry
8	Attends Slip Active Medium 	28 4	200728 200735	75 - 110	Polyetylenová folie	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou a superabsorbentem s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	Ano - Křídélka	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4	201329 201336	100 - 145	Polyetylenová folie	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou a superabsorbentem s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	Ano - Křídélka	✓	✓	✓	✓	✓
9	Attends Slip Active Medium 	28 4	201503 201510	75 - 110	Polyetylenová folie	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou a superabsorbentem s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	Ano - Křídélka	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 4	201381 201398	100 - 145	Polyetylenová folie	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou a superabsorbentem s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	Ano - Křídélka	✓	✓	✓	✓	✓
10	Attends Slip Active Medium 	28 4	201404 201411	75 - 110	Polyetylenová folie	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou a superabsorbentem s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	Ano - Křídélka	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large 	28 2	201428 201435	100 - 145	Polyetylenová folie	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou a superabsorbentem s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	Ano - Křídélka	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Ochranná technologie Quick-Dry je součástí absorpční vrstvy, umístěné přímo pod svrchní vrstvou, ve střední části vložky. Tato vrstva rychle absorbuje moč směrem od pokožky do vložky a brání návratu moči zpět na povrch. Zvládne několik úniků moči, aniž by došlo ke snížení její účinnosti a pokožka tak zůstává velmi suchá a uživatele chrání proti úniku moči.



Hodnota pH

Základem technologie je nízké pH, které je podobné hodnotě pH kůže, čímž napomáhá chránit pokožku a zajišťuje její zdraví.



Aktivní zóna

Aktivní zóna se nachází ve středu pomůcky, čímž poskytuje vysokou absorpci. V této části je aktivní zóna nejvíce potřebná, zajišťuje se tím výjimečná suchost pokožky a pro uživatele dokonalá ochrana před únikem moče.



Přirozená ochrana proti zápachu

Přirozená ochrana proti zápachu, snižuje riziko nepříjemného zápachu.



Attends Slips testoval a schválil proDERM, Institut pro aplikovaný dermatologický výzkum.