


Attends® Soft




Attends - 10-ti stupňový systém savosti pro inkontinenci

Attends Soft je ucelená řada malých, anatomicky tvarovaných vložek, určených pro pro zvládnutí lehké až středně těžké močové inkontinence.

Soft 0-3+



Soft 4-7



- 1 Prodyšná vrstva na vnější straně zabraňuje úniku moči, zajišťuje lepší pohodlí, diskrétnost a zdravou pokožku.
- 2 Lepící pásky umožňují použití vložky s běžným spodním prádlem pro zajištění diskrétnosti.
- 3 Anatomicky tvarované jádro pro pohodlné nošení.
- 4 Velmi jemná horní vrstva (Soft 0 - 3+) pro ještě větší pohodlí, estetický design s modrým potiskem.
- 5 Superabsorpční jádro se savou vrstvou pro zvýšení ochrany proti úniku moči, zajišťuje suchost pokožky a uzamyká pachy uvnitř jádra.
- 6 Elastické bariéry (Soft 2 - 7) napomáhají udržovat přirozený tvar, aby vložka dobře seděla a snížilo se tak riziko úniku moči.



Attends Soft testoval a schválil proDERM, Institut pro aplikovaný dermatologický výzkum.

Pro více informací navštivte www.attends.cz

Attends Soft

	Počet kusů v balení Počet balení v kartonu	EAN 7332152 Balení / Karton	Délka (cm) Šířka v rozkroku (cm)	Spodní vrstva	Materiál savého jádra	Materiál vrchní vrstvy	Elastické gumičky	Fixační pásy	Ochrana proti zápachu	Prodyšné	Technologie Quick-Dry
Attends Soft Ultra Mini 0	28 8	205068 205075	20.5 6.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Savé jádro z buničiny, superabsorbentu a syntetických vláken s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Mini 1	20 12	204542 205327	21.5 8	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Buničina a superabsorbent s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Mini Long 1	16 12	204566 204863	27.5 8	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Buničina a superabsorbent s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	X	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Normal 2	12 8	207239 207246	26.5 10.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou, superabsorbentem a absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Extra 3	10 8	207253 207260	32.5 12	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou, superabsorbentem a absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Extra Plus 3+	10 12	204665 205112	36.5 13	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou, superabsorbentem a absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Super 4	8 12	204702 204894	38.5 14.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou, superabsorbentem a absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft Super 4	46 3	204740 207673	38.5 14.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou, superabsorbentem a absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 5	38 4	204764 204771	47.5 16.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou, superabsorbentem a absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 6	38 4	204788 204795	47.5 16.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou, superabsorbentem a absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Soft 7	34 4	204801 204818	47.5 16.5	Vrstvený netkaný a prodyšný materiál	Systém dvojitého jádra (Dual Core) s buničinou, superabsorbentem a absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Ochranná technologie Quick-Dry je součástí absorpční vrstvy umístěné přímo pod svrchní vrstvou, ve střední části vložky. Tato vrstva rychle absorbuje moč směrem od pokožky do vložky a brání návratu moči zpět na povrch. Zvládne několik úniků moči, aniž by došlo ke snížení její účinnosti, zajišťuje tak suchou pokožku a ochranu proti úniku moči.



Přírozená ochrana proti zápachu

Přírozená ochrana proti zápachu snižuje riziko nepříjemného pachu.



Aktivní zóna

Aktivní zóna se nachází ve středu pomůcky, a tak poskytuje vysokou absorpci. V této části je aktivní zóna nejvíce potřebná, zajišťuje se tím výjimečná suchost pokožky a pro uživatele dokonalá ochrana před únikem moče.



Samostatně balené

Pro zvýšení hygieny a diskrétnosti je výrobek balený jednotlivě.



Velmi jemná vrchní vrstva

Měkká, pokožce velmi příjemná vrchní vrstva.



Hodnota pH

Základem technologie je nízké pH, které je podobné hodnotě pH pokožky. Díky tomu napomáhá pokožku chránit a zajišťovat její zdraví.



Prodyšné

Prodyšná vnější vrstva umožňuje pokožce dýchat, a tím se udržuje zdravý stav pokožky.