


Attends® Contours Regular



Attends - 10-ti stupňový systém savosti pro inkontinenci

Attends Contours Regular 6 až 9 jsou anatomicky tvarované pleny určené pro střední až těžkou inkontinenci moči a/nebo stolice.



- | | | |
|--|--|--|
| 1 Prodyšná vrstva na vnější straně spolehlivě zabraňuje úniku moče. | 2 Indikátor vlhkosti zajišťuje správnou ošetrovatelskou péči a je vodítkem pro případnou výměnu vložné pleny. | 3 Ochranné bariéry na okraji vložné pleny snižují nebezpečí úniku moči. |
| 4 Anatomicky tvarované jádro pro pohodlné nošení. | 5 Superabsorpční jádro s absorpční vrstvou pro zvýšení ochrany proti úniku moči, pro suchost pokožky a ochranu proti zápachu. | 6 Stupeň absorpce výrobku je vytištěn na vnější straně, tímto je umožněná jednoduchá identifikace pomůcek při domácí/nemocniční péči. |

Pro více informací navštivte www.attends.cz

	Počet kusů v balení Počet balení v kartonu	EAN 7332152 Balení/ Karton	Délka (cm) Šířka v rozkroku (cm)	Spodní vrstva	Materiál savého jádra	Materiál vrchní vrstvy	Ochranné bariéry	ochrana proti zápachu	Technologie Quick-Dry
Attends Contours Regular 6	35 4	201244 201251	58 17.5	Vrstva tvořená z polyetylenového materiálu	Buničina a superabsorbent s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓
Attends Contours Regular 7	28 4	201268 201275	58 17.5	Vrstva tvořená z polyetylenového materiálu	Buničina a superabsorbent s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓
Attends Contours Regular 8	28 4	201282 201299	64.5 19	Vrstva tvořená z polyetylenového materiálu	Buničina a superabsorbent s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓
Attends Contours Regular 9	28 4	201305 201312	70 19.5	Vrstva tvořená z polyetylenového materiálu	Buničina a superabsorbent s absorpční vrstvou Quick-Dry	Netkaná textilie	✓	✓	✓



Quick-Dry

Technologie Quick-Dry je součástí absorpční vrstvy, umístěné přímo pod svrchní vrstvou, ve střední části vložky. Tato vrstva rychle absorbuje moč směrem od pokožky do vložky a brání návratu moči zpět na povrch. Zvládne několik úniků moči, aniž by došlo ke snížení její účinnosti a pokožka tak zůstává velmi suchá a uživatelé chrání proti úniku moči.



Hodnota pH

Základem technologie je nízké pH, které je podobné hodnotě pH kůže, čímž napomáhá chránit pokožku a zajišťuje její zdraví.



Přirozená ochrana proti zápachu

Přirozená ochrana proti zápachu snižuje riziko nepříjemného pachu.



Attends Contours Regular testoval a schválil proDERM, Institut pro aplikovaný dermatologický výzkum.