


Attends® Cover-Dri












Attends Cover-Dri je ucelená řada podložek, které jsou určeny pro těžkou inkontinenci a pro klinické postupy, u kterých není vyžadována sterilita.



- 1** Vodotěsný neklouzavý diskrétně zbarvený vnější povrch, který zajistí, že se výrobek nebude posouvat.
- 2** Polštářky s individuální savostí ihned absorbují tekutinu; drenážní kanálky rychle vstřebávají tekutinu, aniž by došlo k jejímu nahromadění.
- 3** Ochranné bariéry, které jsou podél celé podložky, snižují riziko úniku moči.
- 4** Superabsorpční jádro s absorpční vrstvou pro zvýšení ochrany proti úniku moči, pro suchost pokožky a ochranu proti zápachu.
- 5** Attends Cover-Dri Plus 80x170cm má zakládací záložky, které slouží k bezpečné fixaci podložky k posteli.

Pro více informací navštivte www.attends.cz

Attends Cover-Dri

	Počet kusů v balení Počet balení v kartonu	EAN 7332152 Balení/ Karton	Spodní vrstva	Materiál savého jádra	Vrchní strana materiálu	Zakládací záložky	„Odour Protection“ ochrana proti zápachu
Attends Cover-Dri Plus 40x60cm 	50 6	203903 203910	Vrstva tvořená z polyethylenového materiálu	Buničina a superabsorbent	Netkaná textilie	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 60x60cm 	50 4	203927 203934	Vrstva tvořená z polyethylenového materiálu	Buničina a superabsorbent	Netkaná textilie	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 60x90cm 	30 4	207000 207017	Vrstva tvořená z polyethylenového materiálu	Buničina a superabsorbent	Netkaná textilie	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 60x90cm 	50 4	203965 203972	Vrstva tvořená z polyethylenového materiálu	Buničina a superabsorbent	Netkaná textilie	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 80x90cm 	30 4	204009 204016	Vrstva tvořená z polyethylenového materiálu	Buničina a superabsorbent	Netkaná textilie	X	✓
Attends Cover-Dri Plus 80x170cm 	30 4	204023 204030	Vrstva tvořená z polyethylenového materiálu	Buničina a superabsorbent	Netkaná textilie	✓	✓
Attends Cover-Dri Plus 80x170cm 	7 4	205501 205518	Vrstva tvořená z polyethylenového materiálu	Buničina a superabsorbent	Netkaná textilie	✓	✓
Attends Cover-Dri Super 60x60cm 	50 4	203941 203958	Vrstva tvořená z polyethylenového materiálu	Buničina a superabsorbent	Netkaná textilie	X	✓
Attends Cover-Dri Super 60x90cm 	50 4	203989 203996	Vrstva tvořená z polyethylenového materiálu	Buničina a superabsorbent	Netkaná textilie	X	✓
Attends Cover-Dri Super 60x90cm 	12 6	205600 205617	Vrstva tvořená z polyethylenového materiálu	Buničina a superabsorbent	Netkaná textilie	X	✓



Přirozená ochrana proti zápachu

Přirozená ochrana proti zápachu snižuje riziko nepříjemného pachu.



Attends Cover-Dri testoval a schválil proDERM, Institut pro aplikovaný dermatologický výzkum.